

ona.

MINI-CLIA ATIKA CL34

Système automatique d'immunodosage par chimiluminescence



CL34

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.



PRINCIPE.

CLIA (système d'immunoanalyse par chimiluminescence)
Méthodes : sandwich & comparaison
Dosage immunologique des microparticules par chimiluminescence

DEBIT.

8 tests simultanés.
> 32 tests par heure.

TYPE D'ECHANTILLONS.

Serum/Plasma/Urine

FACILITÉ D'UTILISATION.

Barrette de réactifs à usage unique
Écran tactile couleur
Réactifs et solutions tampons sont intégrés aux barrettes
Scanner code-barres intégré
Système Windows
Programmation automatique exportée par QR CODE
Tips fournis, conservation à température ambiante

RÉACTIFS.

Concept de test unique - un échantillon, une barrette, un résultat
Durée de vie 18 mois
Calibrateurs et contrôles de la qualité avec système de traçabilité.

CONTRÔLE QUALITÉ.

2 niveaux de contrôles de qualité lyophilisés disponibles
Diagrammes de Westgard, Levey Jennings
Stabilité de la calibration : 90 jours

INTERFACE.

Interface - USB, RS232,
RJ45 Connexion LIS L-J,
Westgard QC
Connexion imprimante A4 possible

DIMENSIONS & POIDS.

525*480*530 mm, 25 kgs



Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.sanodistribution.com

CL34

PARAMÈTRES

CLIA.



MARQUEURS TUMORAUX

AFP	PR
CA15-3	PROGRP
CA19-9	B2-MG
CA125	PAP
CEA	HER-2
CYFRA21-1	TPA
NSE	
PG I	
PG II	
T-PSA	
F-PSA	
SCCA	
CA50	
CA242	
CA72-4	
HE4	

DEPISTAGE DROGUE

MOP	KET
MET	BZO
THC	BUP
COC	CATH
PCP	MDMA
	OPI

MALADIE INFLAMMATOIRE

HS-CRP
PCT
IL-6
WR CRP

MARQUEURS CARDIAQUES

NT-PROBNP	LP(A)
hs-cTnI	MPO
CK-MB	ST2
MYO	BNP
hs-cTnT	CTNT

HORMONE

FSH	COR
PRL	PAPP-A
PROG	UE3
E2	FREE B-HCG
AMH	
TESTO	
LH	
B-HCG	
ACTH	

MALADIE INFECTIEUSE

ANTI-TP	HCV
ANTI-HCV	HRP-II
HBsAg	
HBeAb	
HBeAg	
HBcAb	
HBsAb	
MP IGG	
MP IGM	
HIV	

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

ANTI-CCP

ANEMIE

VB12	FOLATE
FERRITIN	

ALLERGIE

TOTAL IGE

THROMBUS

D-DIMER

TORCH

HSV-I IgG
HSV-I IgM
HSV-II IgG
HSV-II IgM
HSV-I/II IgG
HSV-I/II IgM
Toxo IgG
Toxo IgM
Rubella IgG
Rubella IgM
CMV IgG
CMV IgM

THYROÏDE

FT3
FT4
TT3
TT4
TSH
TG

MÉTABOLISME OSSEUX

25-OH VD	OSTEOCALCINE
PTH	
HGH	

DIABETE

INSULIN
C-PEPTIDE
MALB

Disponible
En développement

Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE

Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.sanodistribution.com